

STAN[®] S31 R6F
Software update
instructie



BMA

HEALTHCARE IT SOLUTIONS

Specialist in Obstetrics

Inhoud

STAN© S31 R6F SOFTWARE UPDATE INSTRUCTIE 3
STAN© S31 software update form 5

STAN[®] S31 R6F SOFTWARE UPDATE*

In dit document staat beschreven hoe de update voor de STAN S31 applicatie software uitgevoerd dient te worden.

Deze handleiding en update is van toepassing op alle voorgaande versies om deze te upgraden naar de STAN Applicatie software, zoals genoemd in het STAN S31 Software Update Formulier (als bijlage in dit document terug te vinden).

Informatie over de wijzigingen binnen deze release zijn terug te vinden in de release note: STAN R6F update.

Aandachtspunten

- De software moet uitpakken worden en daarna op een USB stick gekopieerd worden.
- Let op de compatibiliteitsmelding met betrekking tot de STAN kabel CBL000002. Dit is de kabel waarmee het STAN apparaat met het Rimkus T800 of T840 telemetriesysteem verbonden wordt.



Let op

Klanten die gebruikmaken van de Rimkus T800 of T840 en updaten vanaf software R3, R4 of R5, moeten de CBL000002 rev. R2A of hoger gebruiken. Ga niet verder met de update als u een CBL000002 R1A of een kabel zonder code gebruikt. Neem dan contact op met BMA om een vervangkabel te bestellen.

- Bij deze update horen nieuwe gebruikershandleidingen en service manuals. Wanneer BMA het [registratieformulier](#), behorende bij de update (1 formulier per STAN apparaat), ontvangen heeft, worden de gebruikershandleidingen/service manuals toegezonden.



Tip

Neem een registratieformulier (per apparaat 1 exemplaar) en hou deze tijdens de update bij de hand. Dan kunt u direct de gevraagde gegevens invullen.

Update instructies

1. Plaats de USB stick in een beschikbare USB poort v. h. STAN apparaat (onderzijde).
2. Zet de STAN 31 aan en open het configuratiescherm ('de Service functies'). Selecteer hiervoor tijdens het opstarten rechtsonder de optie 'Systeem functies wijzigen'.
3. Selecteer de optie 'Wijzigen instellingen' en daarna 'Systeemstatus'. Daardoor wordt de systeemconfiguratie geactiveerd.
4. Selecteer daarna 'Interne status'. Vul het systeemnummer (Ethernet Address) op het registratieformulier in.
5. Selecteer 'Klaar' om weer naar de systeeminstellingen terug te keren.
6. Zoek de naam van de machine op (onder de optie 'MACHINE_NAME' in de lijst van systeemparameters) en vul deze op het formulier in. De naam bestaat meestal uit drie karakters.
7. Selecteer de optie 'Onderhoudsfuncties' en selecteer vervolgens de optie 'Update software'.
8. Selecteer de optie 'Van USB'. Is deze optie niet beschikbaar (lichtgrijs), controleer dan of de USB stick correct aangesloten is.
9. In het scherm verschijnt een lijst met alle beschikbare updates. Controleer of de update 'STW101004_R6F.stp STAN S31 Software Package STW101004 Release R6F' beschikbaar is en selecteer deze. (witte tekst met een groene achtergrond).
10. Selecteer de optie 'Uitvoeren upgrade'.
11. Selecteer 'Ja' in het scherm 'Installeren van software versie R6F'.



Waarschuwing

Tijdens het updateproces de STAN S31 niet uitschakelen en de USB stick niet verwijderen!

12. Als de upgrade klaar is, selecteer 'OK' en daarna 'HERSTARTEN'.
13. Verwijder de USB stick tijdens het opstarten van de STAN S31.
14. Wacht tot er een nieuwe registratie gestart wordt en hou vervolgens de knop 'EINDE' ingedrukt totdat er een menu getoond wordt.
15. Selecteer 'Systeem Status' en vervolgens 'Interne Status'.
16. In het scherm 'Interne Status' staan onder 'Installed Software' de drie softwareversies die op het registratieformulier ingevuld moeten worden.
17. Mail of fax het ingevulde formulier naar BMA. Na ontvangst, stuurt BMA u de gebruikershandleidingen en service manuals. De contactgegevens staan op het formulier.

STAN© S31 software update form

Hospital name :		
Date and time :	Serial number (Display unit) :	Machine name :
Location :		System number :
Performed by :	Signature :	

Software versions :	Application	Kernel	PIB
	R6F	R6F	R8E

Notes or comments :

For BMA / NeoventaS internal use only :

Information stored in database	Date	Signature
--------------------------------	------	-----------

Mail/Fax of verstuur naar:

BMA BV
Afdeling 'STAN update'
De Molen 1
3994 DA Houten, Nederland
E-mail: StanUpgrade@bma-mosos.com
Fax: +31 (0)30 6621508

